

## 903 FIRST AID KIT - NANUK GEAR PROTECTION USA INC. 903 FIRST AID KIT 9.1"X6.8"X3.8" RED/BLACK

NANUK 903 FIRST AID KIT Nanuk's new First Aid Kit transforms your case into a reliable, professional-grade emergency response system. Featuring a lightweight EVA-molded divider and lid organizer, this kit is built for rapid access, smart organization, and total protection. Pre-filled with essential medical accessories, it's ready for any outdoor adventure, on the go, or at home. Compact & lightweight, with essential items, perfect for solo adventurers or day trips. SPECS Interior Dimensions L7.4" x W4.9" x H3.1" L188 x W124 x H79 mm Lid Depth 0.5" | 13 mm Exterior Dimensions L9.1" x W6.8" x H3.8" L231 x W173 x H97 mm Base Depth 2.6" | 66 mm Weight (empty) 2.2 lb | 1.0 kg Temperature Range Min -67°F (-55°C ) Max 158°F (70°C) Volume 1.8 L Max Buoyancy 4.0 lb | 2.0 kg Includes: 90 items, including bandages, alcohol wipes & tick removal, molded waterproof divider & mesh lid organizer

NO IMAGE  
AVAILABLE

NANUK 903 FIRST AID KIT Nanuk's new First Aid Kit transforms your case into a reliable, professional-grade emergency response system. Featuring a lightweight EVA-molded divider and lid organizer, this kit is built for rapid access, smart organization, and total protection. Pre-filled with essential medical accessories, it's ready for any outdoor adventure, on the go, or at home. Compact & lightweight, with essential items, perfect for solo adventurers or day trips. SPECS Interior Dimensions L7.4" x W4.9" x H3.1" L188 x W124 x H79 mm Lid Depth 0.5" | 13 mm Exterior Dimensions L9.1" x W6.8" x H3.8" L231 x W173 x H97 mm Base Depth 2.6" | 66 mm Weight (empty) 2.2 lb | 1.0 kg Temperature Range Min -67°F (-55°C ) Max 158°F (70°C) Volume 1.8 L Max Buoyancy 4.0 lb | 2.0 kg Includes: 90 items, including bandages, alcohol wipes & tick removal, molded waterproof divider & mesh lid organizer

### Attributes

- Name: NANUK GEAR PROTECTION USA INC. 903 FIRST AID KIT 9.1"X6.8"X3.8" RED/BLACK
- Manufacturer: NANUK GEAR PROTECTION USA INC.
- Product no.: 430120048
- Mfr. No.: 903S-880RD-PA0-FSA03
- Delivery weight: 1.724kg
- Shipping height: 241mm
- Shipping width: 193mm
- Shipping length: 109mm
- UPC: 666365119681

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NANUK 903 FIRST AID KIT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Kit di Pronto Soccorso NANUK 903](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for NANUK 903 Førstehjelpssett](#)

# Safety Instruction Guide for NANUK 903 FIRST AID KIT

## Introduction

Thank you for choosing the NANUK 903 First Aid Kit. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use to understand how to handle the kit safely and responsibly.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the First Aid Kit is used only for its intended purpose.
- Keep the kit out of reach of children unless under adult supervision.
- Regularly check the contents of the kit to ensure all items are present and in good condition.
- Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Do not use expired medical supplies; replace them promptly.
- In case of any allergic reactions or adverse effects from the medical supplies, seek medical attention immediately.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before using any medical supplies from the kit, ensure that you are familiar with their intended use.
- Use gloves when handling any items that may come into contact with blood or bodily fluids.
- Keep the kit closed when not in use to prevent contamination of the contents.
- If the kit is used for treating a wound, ensure that the area is cleaned properly to avoid infection.
- Dispose of used items, such as bandages and wipes, according to local regulations for biohazard waste.

## Instructions for Installation and Usage

- **Location:** Choose a convenient and accessible location for storing the First Aid Kit, such as a vehicle, home, or outdoor gear.
- **Opening the Kit:** To open the kit, unfasten any latches or clasps and lift the lid. Ensure that the kit is on a stable surface when opened.
- **Using Medical Supplies:**
  - **Bandages:** Clean the wound and apply the appropriate size bandage.
  - **Alcohol Wipes:** Use to clean the skin around a wound or for sanitizing hands before administering first aid.
  - **Tick Removal Tool:** Follow the instructions included with the tool to safely remove ticks.
- **After Use:** After using any supplies, ensure that you restock the kit with replacements to maintain readiness for future use.

## Disposal Instructions

- Dispose of any expired or used items in accordance with local waste disposal regulations.
- For items that may be considered hazardous (e.g., used alcohol wipes), follow local guidelines for biohazard waste disposal.
- Ensure that the kit itself is disposed of responsibly if it becomes damaged beyond repair.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product-related questions, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

This safety instruction guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and aims to provide you with the necessary information to use the NANUK 903 First Aid Kit safely and effectively. Thank you for prioritizing safety!

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: Kit di Pronto Soccorso NANUK 903

## Introduzione

Il Kit di Pronto Soccorso NANUK 903 è progettato per fornire una soluzione efficace per le emergenze, sia in casa che all'aperto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla gestione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia utilizzato solo per scopi previsti e che sia accessibile solo a persone idonee.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per garantire che gli articoli siano in buone condizioni e non scaduti.
- Mantieni il kit in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non utilizzare il kit se danneggiato o se il contenuto è stato compromesso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Contenuto del Kit:** Questo kit contiene articoli medici essenziali. Assicurati di sapere come utilizzare ogni articolo in caso di emergenza.
- **Accessibilità:** Tieni il kit in un luogo facilmente accessibile, ma sicuro, per garantire un rapido accesso in caso di necessità.
- **Uso da Parte di Minori:** Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurati che i bambini non utilizzino il kit senza supervisione adulta.
- **Allergie e Sensibilità:** Controlla gli articoli per eventuali allergeni noti e assicurati che il kit sia adatto a chi potrebbe avere reazioni allergiche.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare il kit, verifica che tutti gli articoli siano presenti e in buone condizioni.
- **Accesso agli Articoli:** Utilizza il divisore e l'organizzatore per accedere rapidamente agli articoli necessari. Segui le istruzioni specifiche per ogni articolo, se disponibili.
- **Uso degli Articoli:** Familiarizza con l'uso di ciascun articolo, come bende e salviette alcoliche. In caso di emergenza, segui le linee guida di pronto soccorso appropriate.
- **Rimozione degli Articoli:** Dopo l'uso, riponi gli articoli utilizzati nel kit in modo ordinato e sostituisci quelli scaduti o danneggiati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli articoli medici e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare gli articoli nel normale spazzatura se contengono materiali pericolosi o contaminati.
- Consulta le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto, inclusi il nome e il numero di modello, per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Kit di Pronto Soccorso NANUK 903.

Segui queste istruzioni per proteggerti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Sikkerhetsinstruksjoner for NANUK 903 Førstehjelpssett

## Introduksjon

Takk for at du valgte NANUK 903 Førstehjelpssett. Dette settet er designet for å gi deg trygghet og sikkerhet, enten du er på et utendørs eventyr, på farten, eller hjemme. For å sikre sikker bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid førstehjelpssettet i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Oppbevar settet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet bruk.
- Kontroller innholdet i settet regelmessig for å sikre at alt er i god stand og innenfor utløpsdatoer.
- Unngå å bruke skadde eller manglende gjenstander fra settet.
- Hold settet tørt og oppbevar det på et kjølig, tørt sted for å sikre langvarig holdbarhet.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Les alle etiketter og instruksjoner på produktene i settet før bruk.
- Bruk hansker når du håndterer sårbehandlingselementer for å unngå infeksjon.
- Vær oppmerksom på allergier mot medisinske produkter, som plaster eller antiseptiske servietter.
- Ikke bruk førstehjelpssettet som erstatning for profesjonell medisinsk behandling i alvorlige situasjoner.
- Sørg for at du har tilstrekkelig kunnskap om førstehjelp før du bruker settet i en nødsituasjon.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

- For å åpne førstehjelpssettet, løft lokket forsiktig for å unngå skade på innholdet.
- Organiser innholdet ved å bruke den medfølgende lokkorganisatoren for rask tilgang til nødvendige gjenstander.
- Når du bruker medisinske produkter, følg instruksjonene på emballasjen for riktig bruk.
- For å lukke settet, sørg for at alle gjenstander er på plass før lokket presses ned for å sikre at det er tett.
- Oppbevar settet på et lett tilgjengelig sted, slik at du kan få tilgang til det raskt i en nødsituasjon.

## Avfallsinstruksjoner

- Kasser brukte medisinske produkter i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at emballasje og ubrukte produkter som er utgått på dato, også kastes på en sikker måte.
- Unngå å kaste førstehjelpssettet i vanlig husholdningsavfall; sjekk lokale retningslinjer for spesialavfall.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller innholdet i NANUK 903 Førstehjelpssett, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller forhandleren. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om sikkerhet og eventuelle oppdateringer om produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av NANUK 903 Førstehjelpssett. Takk for at du tar ansvar for din egen sikkerhet og velvære!