

RIFAK Horizontal - Ranger Green

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. La RIFAK conta due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i presidi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.



CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away l'operatore sarà in grado di raggiungere tutti i presidi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i presidi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, perché sono vincolati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica porzione evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere usato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: RIFAK Horizontal Ranger Green Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Ranger Green](#)

RIFAK Horizontal Ranger Green Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFAK Horizontal Ranger Green, an innovative individual first aid kit designed to provide essential medical supplies for emergency situations. This guide outlines important safety instructions to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The RIFAK is designed to be safe for use in various environments. Always ensure that the product is used according to the guidelines provided.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a safety recall, please check for standardized recall notices and remedies available at no charge for dangerous products.
- **Online Shopping:** The same safety protections apply when purchasing this product online as they do in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when the product is used around vulnerable groups, including children. Ensure that only trained individuals handle the kit.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the appropriate EU-based contact as indicated by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates on unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Use:** Always familiarize yourself with the contents of the kit and the intended use of each item.
- **Secure Handling:** Ensure that the kit is securely fastened during transport to prevent accidental opening.
- **Child Safety:** Keep the kit out of reach of children unless under adult supervision.
- **Emergency Situations:** Use the RIFAK only in emergency situations as intended. Misuse can lead to ineffective treatment or injury.
- **Avoiding Hazards:** Be aware of potential hazards when using medical supplies, including allergic reactions or improper application of items like tourniquets.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a secure location for storing the RIFAK, ensuring it is easily accessible in emergencies.
 2. If using the PALS/MOLLE system, attach the kit securely to your gear according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 1. In an emergency, use the RipAway system to access medical supplies quickly (in less than 6 seconds).
 2. Ensure that all medical supplies are securely fastened in the insert to prevent accidental loss during extraction.
 3. Utilize the external elastic cord to compress the size of the pocket or to carry a tourniquet as needed.
 4. If additional tools (like scissors or strapcutters) are needed, securely attach them to the side PALS/MOLLE webbing for easy access.

Disposal Instructions

- Dispose of any expired or unused medical supplies in accordance with local regulations. Do not dispose of in regular household waste.
- If the RIFAK itself is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in an environmentally friendly manner, following local waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the retailer from which you purchased the RIFAK Horizontal Ranger Green. They can provide additional information and support regarding your product.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others by following these guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Ranger Green

Introduzione

Il RIFAK (RipAway IFAK) è un kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il RIFAK sia utilizzato solo da personale addestrato e competente.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutti i presidi medici siano presenti e in buone condizioni.
- Non utilizzare il kit in caso di danni evidenti all'involucro esterno o all'inserito interno.
- Mantieni il kit in un luogo facilmente accessibile ma fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sistema RipAway solo come indicato. Non forzare l'estrazione dell'inserito interno.
- Assicurati che il kit sia fissato saldamente durante l'uso per evitare che si stacchi accidentalmente.
- Verifica che tutti i presidi medici siano correttamente posizionati all'interno dell'inserito prima di richiuderlo.
- Non sovraccaricare il cordino elastico esterno, poiché potrebbe compromettere la funzionalità del kit.
- Evita di utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Posiziona il RIFAK in un luogo facilmente accessibile, come una borsa o un veicolo di emergenza.
- Assicurati che il kit sia fissato correttamente utilizzando il sistema PALS/MOLLE laterale per ulteriori tasche o strumenti.

2. Uso del Kit:

- In caso di emergenza, afferra la maniglia di estrazione rossa e tira con decisione per rimuovere l'inserito interno.
- Accedi rapidamente ai presidi medici all'interno dell'inserito per fornire il primo soccorso necessario.
- Dopo l'uso, riposiziona i presidi medici e richiudi l'inserito per una conservazione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali medici e dei rifiuti.
- Non gettare il kit o i presidi medici nell'immondizia comune.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in sicurezza i materiali utilizzati o scaduti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il

rivenditore presso il quale è stato acquistato il RIFAK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la risposta alle tue domande.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del RIFAK Horizontal Ranger Green. Seguire queste istruzioni contribuirà a mantenere la sicurezza e l'efficacia del kit di primo soccorso.